


Glukosetoget

Sådan skal du håndtere, at din sensor måler med forsinkelse



Sensor

En sensor måler hele tiden, hvor meget glukose, der er i din væbsvæske. Men det tager tid for glukosen at nå fra blodet og ud i væbsvæskan.

Ligesom den bagerste vogn i et tog vil målingen med sensor altid være et par vogne forsinket i forhold til din faktiske blodglukose. Målingen kan være helt op til 10 minutter bagefter.

Den forsinkelse er okay, når din blodglukose er nogenlunde stabil.



Fingerpriktest

Når din blodglukose ændrer sig hurtigt, bør du altid tjekke med et prik i en ren finger.

Så kan du nå at reagere, hvis blodglukosen bliver for lav eller for høj.

Når du prikker dig i fingeren, måler du den faktiske blodglukose.




Sensor

Faktisk blodglukose

Stiger din blodglukose hurtigt, kan målinger med sensor være lavere end den faktiske blodglukose.

Falder din blodglukose hurtigt kan måling med sensor være højere end den faktiske blodglukose.



Se animationsfilm om glukosetoget ved at scanne QR-koden.